

機械器具（47）注射針及び穿刺針
管理医療機器 単回使用胆管造影用針 JMDN 12739002

P.T.C.D.セット (造影針)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・ヨード過敏症
- ・出血傾向

【形状、構造及び原理等】

＜構造図(代表図)＞



(材質)

外針	ステンレス
外針針基	ポリプロピレン
内針	ステンレス
内針針基	ポリプロピレン

【使用目的、効能又は効果】

- ・P.T.C.D.（経皮的胆管ドレナージ）の際に使用する胆管造影用の穿刺針です。

【操作方法又は使用方法等】

●経皮的胆管造影法（P T C）

1. X線透視下にて、目標位置まで胆管造影針を挿入する。
2. 挿入した胆管造影針の先端位置を確認後、内針を抜いて造影剤を注入する。
3. 造影終了後、胆管造影針を抜去する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・胆管拡張例では造影針に連結管を接続し、胆汁を十分吸引してから造影剤を注入すること。[胆管の内圧が上昇して胆汁漏出のおそれがある。]

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・プロテクターを外す場合には、針先がプロテクターに接触しないように注意すること。[針先が変形して、切れ味が悪くなるおそれがある。] *
- ・プロテクターをかぶせる場合には、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して慎重に行うこと。
[針刺し及び感染のおそれがある。] *
- ・針管には直接手を触れないように注意すること。
[針刺し及び感染のおそれがある。] *

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常が見られるものは使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- ・本品に他の製品を接続して使用する場合は、製品の添付文書又は取扱説明書を必ず読み、その指示を熟知し使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜使用の期限＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。
(自己認証により設定)

【包装】

10本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号
TEL 03-3882-3101

製造業者 株式会社トップ

外国製造業者 メディトップ社
(MEDITOP Corporation (M) Sdn. Bhd.)
国名 マレーシア



* 3 0 1 1 - 3 *